



RECUEIL D'URINES POUR UN COMPTE D'ADDIS (HLM)

Date d'application
22/06/2016
Page 1 sur 1

Référence : PRE PR MO 004		Version : 03
Rédacteur :	E. THOMAS	
Validation :	P. FAVRET	Date : 17/05/2016
Approbateur :	A. AYOUB	Date : 19/05/2016



1 PRINCIPALES INDICATIONS

Le compte d'Addis hématies-leucocytes par minutes (HLM) consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures

2 PRECONISATION DE PRELEVEMENTS

3 heures avant le lever habituel :

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.

Boire ¼ de litre d'eau.

Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire

Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

3 heures après (le plus exactement possible):

Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.

Noter l'heure sur le flacon.

Identifier le flacon avec vos nom et prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

3 TRANSPORT AU LABORATOIRE

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (**<2 heures**) **sinon doit être conservé à +4°C.**

4 REMARQUE

Pour les femmes, pas de recueil pendant les règles.

5 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

Nom, prénom :

Date de naissance :

Date et heure du recueil : le à