

Référence : PRE PR MO 005	Version : 05
Rédacteur :	M. DUFOUR avec L. BERNABEU
Validation :	M. LEVY
Approbateur :	L. BERNABEU
	Date : 07/08/2018
	Date : 20/08/2018

1 PRINCIPALES INDICATIONS

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.

2 PRECONISATION DE PRELEVEMENTS

Au lever :

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.

Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de départ du recueil

Pendant 24 heures :

Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu'à l'heure indiquée au départ.

Si émission d'urines pendant la nuit, les récupérer aussi dans le flacon.

Si le flacon ne suffit pas, continuer le recueil dans une bouteille d'eau minérale vide.

Le flacon doit être conservé à +4°C pendant les 24 heures de recueil.

Identifier le(s) flacon(s) avec vos nom et prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire

3 TRANSPORT AU LABORATOIRE

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les **plus brefs délais** (maximum 2 heures après la fin du recueil).

4 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

Nom, prénom :

Date de naissance

Date et heure de départ du recueil : le à

LBM BERNABEU- 13400 AUBAGNE



	<h2 style="margin: 0;">FICHE DE TRANSMISSION RECUEIL DES URINES DE 24H</h2>	<p>Date d'application 22/08/2018 Page 1 sur 1</p>
Référence : PRE PR MO 005		Version : 05
Rédacteur :	M. DUFOUR avec L. BERNABEU	
Validation :	M. LEVY	Date : 07/08/2018
Approbateur :	L. BERNABEU	Date : 20/08/2018

1 PRINCIPALES INDICATIONS

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.

2 PRECONISATION DE PRELEVEMENTS

Au lever :

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.

Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de départ du recueil

Pendant 24 heures :

Recueillir la totalité des urines dans le flacon jusqu'à l'heure indiquée au départ.

Si émission d'urines pendant la nuit, les récupérer aussi dans le flacon.

Si le flacon ne suffit pas, continuer le recueil dans une bouteille d'eau minérale vide.

Le flacon doit être conservé à +4°C pendant les 24 heures de recueil.

Identifier le(s) flacon(s) avec vos nom et prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire

3 TRANSPORT AU LABORATOIRE

La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les **plus brefs délais** (maximum 2 heures après la fin du recueil).

4 RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :

Nom, prénom :

Date de naissance

Date et heure de départ du recueil : le à

LBM BERNABEU- 13400 AUBAGNE

